



Vitality 社 **臍帯・胎盤・脂肪** 由来 MSC (間葉系幹細胞)


臍帯 (ホウオートンゼリー・動脈) や胎盤 (羊膜・絨毛膜)、脂肪由来の MSC を、お手頃価格で提供します！



ホウオートンゼリー由来 MSC の例



臍帯動脈由来 MSC の例



羊膜由来 MSC の例



Vitality Biotech (Vitality 社) は、ウクライナの優れた医療グループの一つである ADONIS Medical Group of Companies (ADONIS 社*) の傘下であり、グループ内の産科医院や美容

センターの患者様から、厳密な倫理基準とインフォームドコンセントの下でヒト組織が採取され、独自に MSC を調製・提供しています。

*: 医療分野で 25 年の実績を持ち、10 の医療機関、350 人以上の臨床医、5 つの研究施設、40 人以上の生物学者とアシスタントを擁する医療グループ。

Vitality 社 間葉系幹細胞

カタログ番号	品名	容量	保存温度	価格 (税抜)
VAADSC	ヒト脂肪由来間葉系幹細胞	1x10 ⁶ cells/vial	液体窒素	86,000 円
VAUCMSC	ヒト臍帯ホウオートンゼリー由来間葉系幹細胞	1x10 ⁶ cells/vial	液体窒素	90,000 円
VAARTUCMSC	ヒト臍帯動脈由来間葉系幹細胞	1x10 ⁶ cells/vial	液体窒素	98,000 円
VAAMSC	ヒト胎盤羊膜由来間葉系幹細胞	1x10 ⁶ cells/vial	液体窒素	86,000 円
VACHVMSC	ヒト胎盤絨毛膜由来間葉系幹細胞	1x10 ⁶ cells/vial	液体窒素	89,000 円

推奨培地：α MEM(without (deoxy)nucleosides)+10%FBS+2ng/mL bFGF+2mM glutamine+抗生物質

注) ヒト胎盤羊膜およびヒト胎盤絨毛膜由来の MSC は、他の MSC に比べて増殖性が低いです。

関連製品


カタログ番号	品名	容量	保存温度	価格 (税抜)
DSGM401	Vitality 社 MSC 用培地	220mL	凍結	9,800 円

上記 Vitality 社 MSC 推奨培地の組成にて調製済みです。解凍してそのままご使用いただけます。


お願い

ヒト臍帯・胎盤由来の間葉系幹細胞は、起眠時や継代時の直後は接着性が弱くなっています。接着が弱いときは、培地交換の時期を延ばして、しばらく様子を見てください。

ヒト臍帯動脈由来間葉系幹細胞の例 (播種密度：3x10³cells/cm²)




起眠 1 日後



起眠 5 日後

関連製品

細胞凍結保護液 「TC プロテクター」



- ・動物由来成分を含まず、Chemically Defined です。
- ・血清・タンパク質を一切含みません。
- ・粘性が低く、操作性が抜群に優れています。
- ・冷蔵保存で、すぐにご利用いただけます。
- ・希釈せずにそのまま使用可能です。(Ready to Use)
- ・プログラムフリーザーなどの特別な装置は不要。
- ・直接 -80℃での凍結が可能です。

Sample
あります

注文カタログ番号	品名	容量	保存温度	価格 (税抜)
KBTCP001	TC プロテクター	100mL	冷蔵	9,800 円

- 掲載の商品は全て研究用試薬です。人や動物の医療用・臨床診断用等には使用しないでください。
- 掲載の価格は、2022 年 12 月現在の価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。

株式会社ケー・エー・シー 試薬事業部

〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20
(お問い合わせ窓口)

■TEL : 06-6435-9747 ■FAX : 06-6435-9748

【URL】 <https://www.kacnet.co.jp/>

【E-mail】 shiyaku-info@kacnet.co.jp