

Vitality社製品キャンペーン

間葉系幹細胞(MSC) 30%OFF

期間：2023年9月1日(金) ～ 2023年10月31日(火) ご注文分

対象：Vitality社間葉系幹細胞（5種類）

ヒト臍帯動脈由来間葉系幹細胞

ヒト臍帯ホウオートンゼリー由来間葉系幹細胞

ヒト胎盤絨毛膜由来間葉系幹細胞

ヒト胎盤羊膜由来間葉系幹細胞

ヒト皮下脂肪由来間葉系幹細胞

* Vitality Biotech (Vitality 社) は、ウクライナの優れた医療グループの一つである ADONIS Medical Group of Companiesの傘下であり、グループ内の産科医院や美容センターの患者様から、厳密な倫理基準とインフォームドコンセントの下でヒト組織が採取され、独自に臍帯（ホウオートンゼリー・動脈）や胎盤（羊膜・絨毛膜）、脂肪由来の間葉系幹細胞を調製・提供しています。



製品リスト

カタログ番号	品名(英語品名)	由来	容量(包装)	定価(円/税別)	30%OFFキャンペーン価格(円/税別)
VAARTUCMSC	ヒト臍帯動脈由来間葉系幹細胞 (MSCs from umbilical cord: from Artery)	臍帯	1vial(1×10 ⁶ cells)	98,000	68,600
VAUCMSC	ヒト臍帯ホウートンゼリー由来間葉系幹細胞 (MSCs from umbilical cord: from Wharton Jelly)	臍帯	1vial(1×10 ⁶ cells)	90,000	63,000
VACHVMSC	ヒト胎盤絨毛膜由来間葉系幹細胞 (MSCs from placenta: from Chorion Villi)	胎盤	1vial(1×10 ⁶ cells)	89,000	62,300
VAAMSC	ヒト胎盤羊膜由来間葉系幹細胞 (MSCs from placenta: from Amnion)	胎盤	1vial(1×10 ⁶ cells)	86,000	60,200
VAADSC	ヒト皮下脂肪由来間葉系幹細胞 (MSCs from subcutaneous adipose tissue)	皮下脂肪	1vial(1×10 ⁶ cells)	86,000	60,200

推奨培地：αMEM (without(deoxy)nucleosides) + 10%FBS + 2ng/mL bFGF + 2mM glutamine + 抗生物質

注) ヒト胎盤羊膜およびヒト胎盤絨毛膜由来のMSCは、ほかのMSCに比べて増殖性が低いです。

関連製品


カタログ番号	品名	容量	保存温度	定価(円/税別)
DSGM401	Vitality社MSC用培地	220mL	冷凍(-20℃)	9,800円

上記Vitality社MSC推奨培地の組成にて調製済みです。解凍してそのままご使用いただけます。



お願い

起眠や継代の直後は接着性が弱い傾向です。接着が弱いと思われる場合、培地交換や継代の時期を延ばして、しばらく様子を見て頂きますようお願い致します。ご心配事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ヒト臍帯動脈由来間葉系幹細胞の例 (播種密度：3×10³cells/cm²)



起眠1日後



起眠5日後

関連製品

細胞凍結保護液 「TCプロテクター」



- ・動物由来成分を含まず、Chemically Definedです。
- ・血清・タンパク質を一切含まません。
- ・粘性が低く、操作性が抜群に優れています。
- ・冷蔵保存で、すぐにご利用いただけます。
- ・希釈せずにそのまま使用可能です。(Ready to Use)
- ・プログラムフリーザーなどの特別な装置は不要です。
- ・直接-80℃での凍結が可能です。

無償sample
あります!

カタログ番号	品名	容量	保存温度	定価(円/税別)
KBTCP001	TCプロテクター	100ML	冷蔵	9,800円

- 掲載商品はすべて研究用試薬です。人や動物の医療用・臨床診断用棟には使用しないでください。
- 掲載価格は、2023年8月31日現在の価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。



株式会社 ケーエーシー

試薬事業部
〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20
(お問い合わせ窓口)

■TEL:06-6435-9747 ■FAX:06-6435-9748

【URL】<https://www.kacnet.co.jp/>

【E-mail】shiyaku-info@kacnet.co.jp

【製品検索サイト】



Qsaibou.jp



<https://www.saibou.jp/>