


# 経皮吸収試験用 ヒト皮膚製品





経皮吸収試験にご使用いただける、凍結ヒト皮膚製品をご提供しております  
フランスにて美容整形手術の際に切除された皮膚組織から調製、保存したものです



美容整形手術の際に切除された皮膚を200~700 $\mu$ mの厚さに調製  
シート状、もしくはディスク状にカットし凍結保存



凍結状態でお届けします  
解凍後すぐに経皮吸収試験にご使用いただけます



## 製品ラインナップ

### TRA2T24

Frozen Human Dermatomed skin  
OECD Guideline Compliant

皮膚の厚さ：200~400 $\mu$ m

OECDガイドラインに則った厚さの皮膚です  
TEWL値を測定し、皮膚の健全性を確認しております

### TRA2T47

Frozen Human Dermatomed skin  
Screening Application

皮膚の厚さ：400~700 $\mu$ m

少し厚めの皮膚です  
TEWL値を測定しておらず、安価で提供しております

### TRA1FT

Full Thickness skin  
without Adipose Tissue

皮膚の厚さ：2~3mm

皮下脂肪を除去したのみの、全層皮膚です

