

間葉系幹細胞20%OFFキャンペーン

2025年11月1日～2025年12月31日ご注文分

Vitality社の間葉系幹細胞を期間中**20%OFF**特価でご案内



製品リスト

カタログ番号	品名（英語品名）	由来	容量（包装）	価格 （円/税別）	20%OFFキャンペーン 価格（円/税別）
VAARTUCMSC	ヒト臍帯動脈由来間葉系幹細胞	臍帯	1vial(1×10^6 cells)	98,000	78,400
	MSCs from umbilical cord:from artery				
VAUVMSC	ヒト臍帯ホウートンゼリー由来間葉系幹細胞	臍帯	1vial(1×10^6 cells)	90,000	72,000
	MSCs from umbilical cord:from Wharton jelly				
VACHVMSC	ヒト胎盤絨毛膜由来間葉系幹細胞	胎盤	1vial(1×10^6 cells)	89,000	71,200
	MSCs from placenta:from Chorion Villi				
VAAMSC	ヒト胎盤羊膜由来間葉系幹細胞	胎盤	1vial(1×10^6 cells)	86,000	68,800
	MSCs from placenta: from Amnion				
VAADSC	ヒト皮下脂肪由来間葉系幹細胞	皮下脂肪	1vial(1×10^6 cells)	86,000	68,800
	MSCs from subcutaneous adipose tissue				

推奨培地： α MEM(without(deoxy)nucleosides) + 10%FBS + 2ng/mL bFGF + 2mM glutamine + 抗生物質
注）ヒト胎盤羊膜および胎盤絨毛膜由来のMSCは、他のMSCに比べて増殖性が低いです。

関連製品

カタログ番号	品名（英語品名）	容量	保存温度	価格（円/税別）
DSGM401	Vitality社MSC用培地	220mL	冷凍（-20℃）	9,800

上記Vitality社MSC推奨培地の組成にて調製済みです。解凍してそのままご使用いただけます。
注）キャンペーン対象外です。

Vitality Biotech（Vitality社）とは？

ウクライナの優れた医療グループの一つであるADONIS Medical Group of Companies（ADONIS社*）の傘下であり、グループ内の産科医院や美容センターの患者様から、厳密な倫理基準とインフォームドコンセントの下でヒト組織が採取され、独自にMSCを調製・提供しています。


* 医療分野で25年の実績を持ち、10の医療機関、350人以上の臨床医、5つの研究施設、40人以上の生物学者と アシスタントを擁する医療グループ





培養時のお願い

起眠や継代の直後は接着性が弱い傾向です。接着が弱いと思われる場合、培地交換や継代の時期を延ばして、しばらく様子を見て頂きますようお願い致します。ご心配事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ヒト臍帯動脈由来間葉系幹細胞の例（播種密度： 3×10^3 cells/cm²）



起眠1日後



起眠5日後

無償サンプル提供中！



関連製品

細胞凍結保存液 「TCプロテクター」

- ・動物由来成分を全く含まず、Chemically Definedです。
- ・血清、タンパク質を一切含みません。
- ・本製品は冷蔵保存で、すぐにご利用できます。
- ・有効期間は製造後2年です。
- ・粘性が少なく、操作性が抜群に優れています。
- ・ISO13485認証工場で製造しています。
- ・プログラムフリーザーなどの特別な装置は一切不要です。（-80℃での凍結が可能）



カタログ番号	品名	容量	保存温度	定価(円/税別)
KBTCP001	TCプロテクター	100ML	冷蔵	9,800

注）キャンペーン対象外です。

- 掲載商品はすべて研究用試薬です。人や動物の医療用・臨床診断用様には使用しないでください。
- 掲載価格は、2025年11月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。



株式会社 ケーエーシー

試薬事業部

〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20
（お問い合わせ窓口）

■TEL:06-6435-9747 ■FAX:06-6435-9748

【URL】<https://www.kacnet.co.jp/>

【E-mail】shiyaku-info@kacnet.co.jp

【製品検索サイト】



[saibou.jp](https://www.saibou.jp)

<https://www.saibou.jp/>

