


不死化ヒト細胞

Innoprot 社のヒト不死化細胞に4種が加われました。関連細胞と共に紹介いたします。

不死化ヒトアストロサイト

正常ヒトアストロサイトを SV40 Large T Antigen によって不死化した細胞で、30 継代以上の培養が可能です。



New

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|------------|-------------------|-------------------------|-------|---------|
| BBP10251IM | 不死化ヒトアストロサイト | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |
| BBP60101SF | アストロサイト用培地(血清不含)* | 500mL | 冷凍・冷蔵 | 57,000 |


*: 別途、FBS を 10mL 必要とします

関連細胞(適応培地等はお問い合わせください。)

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|-----------------|-------------------|-------------------------|------|---------|
| BBP10354IM | 不死化ヒトミクログリア | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 780,000 |
| BBP10354IMFP602 | 不死化ヒトミクログリア(赤色蛍光) | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 950,000 |
| BBP10354IMTGF | 不死化ヒトミクログリア(緑色蛍光) | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 950,000 |
| BBP10361IM | 不死化ヒト脳毛細血管内皮細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |
| CSACBRI376 | ヒト脳毛細血管内皮細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 198,000 |
| CSACBRI498 | ヒト脳周皮細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 198,000 |

不死化ヒト膀胱平滑筋細胞

正常ヒト膀胱平滑筋細胞を SV40 Large T Antigen によって不死化した細胞で、30 継代以上の培養が可能です。



New

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|------------|-----------------|-------------------------|-------|---------|
| BBP10951IM | 不死化ヒト膀胱平滑筋細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |
| BBP60125SF | 平滑筋細胞用培地(血清不含)* | 500mL | 冷凍・冷蔵 | 57,000 |



*: 別途、FBS を 10mL 必要とします。

関連細胞(適応培地等はお問い合わせください。)

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|------------|----------------|---------------------------|------|---------|
| BBRPCTF | ヒト近位尿細管上皮細胞 | 0.5x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 180,000 |
| CSACBRI128 | ヒト腎系球体毛細血管内皮細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 198,000 |
| CSACBRI127 | ヒト腎メサンギウム細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 198,000 |

不死化ヒト網膜内皮細胞

正常ヒト網膜内皮細胞を SV40 Large T Antigen によって不死化した細胞で、30 継代以上の培養が可能です。



New

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|------------|------------------|---------------------------|-------|---------|
| BBP10880IM | 不死化ヒト網膜内皮細胞 | 0.5x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |
| BBP60104SF | 内皮細胞用培地 (血清不含) * | 500mL | 冷凍・冷蔵 | 57,000 |


*: 別途、FBS を 25mL 必要とします。

関連細胞 (適応培地等はお問い合わせください。)

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|------------|--------------|---------------------------|------|---------|
| BBP10880 | ヒト網膜内皮細胞 | 0.5x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 340,000 |
| CSACBR1181 | ヒト網膜毛細血管内皮細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 198,000 |
| BBP10869 | ヒト網膜周皮細胞 | 0.5x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 340,000 |

不死化ヒトケラトサイト (角膜実質細胞)

正常ヒトケラトサイトを HPV16 E6/E7 によって不死化した細胞で、50 継代以上の培養が可能です。



New

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|------------|-------------------|-------------------------|-------|---------|
| BBP10872IM | 不死化ヒトケラトサイト | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |
| BBP60108SF | 繊維芽細胞用培地 (血清不含) * | 500mL | 冷凍・冷蔵 | 57,000 |

*: 別途、FBS を 10mL 必要とします。

関連細胞 (適応培地等はお問い合わせください。)

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|------------|-------------|-------------------------|------|---------|
| BBP10871IM | 不死化ヒト角膜上皮細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |
| BBP10870IM | 不死化ヒト結膜上皮細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |

関連不死化ヒト細胞 (Innoprot社)

| カタログ番号 | 品名 | 容量 | 保存温度 | 価格(円) |
|------------|--------------|-------------------------|------|---------|
| BBP10652IM | 不死化ヒト類洞内皮細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |
| BBP10453IM | 不死化ヒト心臓線維芽細胞 | 1x10 ⁶ cells | 液体窒素 | 670,000 |

このリーフレットに紹介しました全ての不死化ヒト細胞の提供には MTA が必要です。価格 (円) は、全て税抜き価格です。

- 掲載の商品は、全て研究用です。人や動物の医療用・臨床診断用等には使用しないでください。
- 掲載の価格は、2022年6月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。

株式会社ケー・エー・シー 試薬事業部

〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20
(お問い合わせ窓口)
■TEL:06-6435-9747 ■FAX:06-6435-9748
【URL】 <https://www.kacnet.co.jp/>
【E-mail】 shiyaku-info@kacnet.co.jp